

6080

Modèle adulte

KINETEC
DE COUDE

*pour une mobilisation
en EXTENSION-FLEXION
AVEC ou SANS PRONO-SUPINATION*



6080 P

Modèle enfant

KINETEC : **LE NOM** DE LA MOBILISATION PASSIVE
ARTICULAIRE DANS LE MONDE ENTIER.



KINETEC

Je désire recevoir une documentation complète.

Ets



NOM

Adresse

Fonction

K-6080



EXTENSION - FLEXION 0° - 135°



EXTENSION - FLEXION 0° - 135° avec PRONO - SUPINATION



lorsque le mouvement extension-flexion commence, la main est entraînée en rotation vers la supination complète.



INDICATIONS

- Fractures intra-articulaires du coude.
- Fractures métaphysaires, osteosynthésées dans la région du coude.
- Artholyse pour raideur post-traumatique avec limitation du mouvement du coude.
- Prothèses de coude.
- Synovectomies, etc...

AVANTAGES CLINIQUES

- Mobilisation précoce.
- Récupération plus rapide des amplitudes.
- Récupération du mouvement physiologique, flexion-supination
- Extension-pronation.
- Prévention de la raideur.
- Réduction de la douleur post-opératoire.
- Régénération du cartilage articulaire.

	Vitesse	Poids	Référence
ADULTE	mini : 3' 50" maxi : 1' (de 0° à 135°)	21 kg	6080 manchons 6060
ENFANT	mini : 4' 40" maxi : 1' (de 0° à 135°)	17 kg	6080 P manchons 6060 P



Smith & Nephew Kinetec S.A.
B.P. 1109 - F-08090 TOURNES
Tél. : 03.24.52.91.21 - Fax : 03.24.52.90.34

